

SureMed daily – Die Blisterkarte für die Entlassmedikation



- Hygienisch, sicher und schnell
- Extra-große Kammern für viele Tabletten
- Individuell zu beschriften
- Fest verschlossen, fälschungssicher

SureMed daily - Die ideale Lösung für die Entlassmedikation

SureMed daily ist eine Blisterkarte, die manuell hergestellt wird. Mit SureMed daily liefern Sie ein einfaches und zugleich gesichertes System der Medikamentenversorgung, auch über die Entlassung hinaus.

Für die Entlassmedikation in Krankenhäusern & Kliniken

Das Thema Entlassungsmanagement wird für Krankenhäuser zunehmend wichtiger. Mit SureMed daily wird gewährleistet, dass der Patient auch über die Entlassung hinaus mit den richtigen Medikamenten versorgt wird und alle Beteiligten wissen, was verordnet wurde. Diese Medikamentenversorgung ist hygienisch und sicher, da die Blisterkarte versiegelt ist und die Medikation nach der Ausgabe nicht verändert werden kann.

Individuelle Beschriftung

Die fünf Einnahmezeitpunkte auf der Blisterkarte sind nicht vorbeschriftet. Die Einnahmezeiten können somit individuell beschriftet werden, z. B. mit genauen Uhrzeiten, Tagen oder anderen Schemata.

Extra-große Einsätze für viele Medikamente

Ein großer Vorteil von SureMed daily sind die extra-großen Blister-Kammern. So können Sie auch Patienten versorgen, die besonders viele Medikamente benötigen. Auch originalverpackte Darreichungsformen können beigelegt werden.



Herstellungsanleitung Kaltverklebung



1. Schutzfolie auf der zu befüllenden Seite der Blisterkarte abziehen. Blisterkarte auf das Lochbrett legen, so dass die Aussparungen der Blisterkarte und die Vertiefungen des Lochbrettes sich decken.



2. Blistereinsatz in die Vertiefungen des Lochbrettes auf der Blisterkarte einsenken.



3. Tabletten gemäß Medikationsplan einfüllen (Kontrolle nach 4-Augen-Prinzip).



4. Restliche Schutzfolie komplett von der Blisterkarte abziehen. Blisterkarte an der perforierten Stelle zusammenklappen.



5. Mit dem Roller druckvoll über die Blisterkarte rollen, so dass die Blisterkarte fest zusammenklebt.
→ Beschriften → FERTIG

Bestellung faxen an: 06151/800 16 55

Produktnr.	Bezeichnung	Preis EUR	Menge
3311-60	Blisterkarte SureMed daily, kaltverklebt, Einnahme 1x5, 250 St./Karton	62,00	
205-05 XL	Blister-Einsätze SureMed daily, 250 St./Karton	31,00	
Preis pro Karte (inkl. Einsatz)		0,37	
655-15	Lochbrett-Matrize (Hartplastik) für Blister SureMed daily mit 1x5 Einnahmezeiten (einmalig)	29,00	
660-00	Roller zur druckvollen Kartenverklebung (einmalig)	19,00	

Firma

Datum

Unterschrift

Stempel